



**Spécialisée dans
le développement et
la production d'antiseptiques
et de désinfectants**

● **Plus D'un Quart De Siècle De Service**

● **Présence Internationale**

**FABRICATION
PHARMACEUTIQUE**



**Promouvoir
La Santé Et Le Bien-Être**



.....

LORIS^{MD} Serviettes Antiseptique d'Alcool Isopropylique

Product Code : 103-05(2)

Fonctionnalités

- **Serviette durable, non pelucheuse et de grande taille pré-humidifiée avec 70% d'alcool isopropylique**
- **À utiliser pour une hygiène des mains rapide et appropriée lorsque l'eau et le savon ne sont pas disponibles**
- **Nettoyez efficacement les mains tout en tuant de nombreux germes et bactéries nocifs**
- **Aide à prévenir la propagation des bactéries**

Caractéristique

- **Antimicrobien**
- **Facile à utiliser**
- **Économique**
- **Non pelucheux**
- **Sans colorant, sans parfum, sans latex**
- **Sans parabène, sans phtalates, sans conservateur**



Comment utiliser

Frotter soigneusement dans les mains pendant au moins 30 secondes. Laisser sécher.



2323 Halpern
St-Laurent (Montréal)
Québec, Canada, H4S 1S3

Tel: + 514-331-4634
Sans-frais: 1-866-322-4634
Telec: + 514-331-5488
info@lernapharm.com
www.lernapharm.com



LORIS^{MD} Serviettes Antiseptique d'Alcool Isopropylique

Code Produit : 103-05(2)

Critères minimaux d'acceptation pour le test limite microbien des antiseptiques

Test	USP Formes posologiques non stériles (utilisation cutanée)	Produit fini Lernapharm
Numération microbienne aérobie totale (TMAC)	$\leq 100 \text{ cfu} / \text{mL}$	$< 10 \text{ cfu} / \text{mL}$
Nombre total combiné de levures et de moisissures (TYMC)	$\leq 10 \text{ cfu} / \text{mL}$	$< 2 \text{ cfu} / \text{mL}$
Détection de <i>Staphylococcus aureus</i>	Absent	Absent
Détection de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Absent	Absent
<i>B. Cepacia</i>	Non spécifié	Absent

Information sur le paquet

Produit	Quantité	Taille(Larg,Long,Haut)	Poids
Serviette 	-	200 mm x 200 mm	
Bidon 	100 x Serviette per Bidon	115 mm x 230 mm	
Carton 	9 x Bidon per Carton	36 cm x 36 cm x 24 cm	8 kg