



**Spécialisée dans
le développement et
la production d'antiseptiques
et de désinfectants**

● **Plus D'un Quart De Siècle De Service**

● **Présence Internationale**

**FABRICATION
PHARMACEUTIQUE**



**Promouvoir
La Santé Et Le Bien-Être**



LORIS^{MD} Serviettes CHG 2%

Product Code : 107-02

Nettoyant antiseptique pour le corps

- La serviette gluconate de chlorhexidine fournit un nettoyage antiseptique persistant
- Pratique pour les patients à mobilité réduite
- Réduit considérablement le nombre de micro-organismes sur la peau intacte
- Élimine les impuretés de la peau
- Serviette de très grande taille: 20 cm x 30 cm



Caractéristique

- Activité antimicrobienne durable
- Nettoyant pour le corps prêt à l'emploi
- Sans rinçage, séchage rapide
- Emballé individuellement
- Serviette non pelucheux
- Sans alcool
- Sans latex
- Usage unique

Comment utiliser

Utilisez la lingette 2% CHG pour nettoyer votre peau. Utilisez un mouvement circulaire ou de va-et-vient. Commencez plus près de votre tête et descendez vers vos pieds. Laissez votre peau sécher à l'air. N'utilisez pas de serviette pour sécher votre peau.



2323 Halpern
St-Laurent (Montréal)
Québec, Canada, H4S 1S3

Tel: + 514-331-4634
Sans-frais: 1-866-322-4634
Telec: + 514-331-5488
info@lernapharm.com
www.lernapharm.com



LORIS^{MD} Serviettes CHG 2%

Code Produit : 107-02

Critères minimaux d'acceptation pour le test limite microbien des antiseptiques

Test	USP Formes posologiques non stériles (utilisation cutanée)	Produit fini LERNAPHARM
Numération microbienne aérobie totale (TMAC)	$\leq 100 \text{ cfu} / \text{mL}$	$< 10 \text{ cfu} / \text{mL}$
Nombre total combiné de levures et de moisissures (TYMC)	$\leq 10 \text{ cfu} / \text{mL}$	$< 2 \text{ cfu} / \text{mL}$
Détection de <i>Staphylococcus aureus</i>	Absent	Absent
Détection de <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Absent	Absent
<i>B. Cepacia</i>	Non spécifié	Absent

Information sur le paquet

Produit	Quantité	Taille (Larg,Long,Haut)	Poids
Tampon 	1 Tampon	300 mm x 200 mm	
Sachet 	1 x Tampon per Sachet	108 mm x 108 mm	
Boîte 	50 x Tampon per Boîte	11 cm x 11 cm x 31 cm	880 g
Carton 	6 x Boîte per Carton	35 cm x 24 cm x 33 cm	6 kg